Dieses PDF darf gerne versuchsbegleitend genutzt werden. Entscheidend sind aber die Arbeitsanweisungen in dem zugehörigen Moodlekurs.

| Hochschule | Physikalische Chemie | Vers. Nr. 16 | | |
|--|----------------------|--------------|--|--|
| Emden/Leer | Praktikum | April 2017 | | |
| Elektrolyte: Dissoziationskonstante von Essigsäure λ∞ von NaCl ist zu ermitteln | | | | |

In diesem Versuch soll die Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Leitfähigkeitsmessungen und die molare Leitfähigkeit eines starken Elektrolyten ermittelt werden.

Allgemeine Grundlagen

Elektrolytleitfähigkeit, das Faraday'sche Gesetz, schwache und starke Elektrolyte, Dissoziationskonstante, Messung der Elektrolytleitfähigkeit

Grundlagen zum Versuch

Viele Flüssigkeiten haben wie Metalle und Gase das Vermögen, elektrischen Strom zu leiten. Sie ermöglichen demnach in ihrem Inneren die Bewegung von Ladungsträgern. Unabhängig von der Natur des Stromtransportes lassen sich alle Leiter durch ein einheitliches Maßsystem charakterisieren. Die Grundgrößen sind

Widerstand **R**, gemessen in Ω Leitwert **G**, gemessen in **S**

wobei der Leitwert der Kehrwert des Widerstandes ist, also

G = 1/R

Die Kenntnis von Widerstand oder Leitwert eines Stromleiters ergibt noch keine absolute Aussage über das Leitvermögen des Stoffes, wenn die geometrischen Abmessungen Länge und Querschnitt nicht bekannt sind. Aus diesem Grunde wurden Maße für das Leitvermögen eingeführt, die unabhängig von den Abmessungen des Leiters sind.

spezifischer Widerstand:

 $\rho = R \cdot \frac{A}{I}, \qquad Einheit : \Omega \cdot m$ $\sigma \cdot oder \kappa = \frac{1}{\rho} \quad Einheit : S \cdot m^{-1}$ spezifische Leitfähigkeit:

Der Zusammenhang zwischen Leitwert und spezifischer Leitfähigkeit ergibt sich mit den Dimensionen des Leiters (I = Länge, A = Querschnitt):

$$G = \kappa \frac{A}{I}$$
 bzw. $\kappa = G \frac{I}{A} = \frac{1}{R} \frac{I}{A} = \frac{I}{U} \frac{I}{A} = \frac{I}{A} \frac{I}{U} = \frac{i}{E}$

Die spezifische elektrische Leitfähigkeit hängt von den Eigenschaften des Elektrolyten ab:

$$K = C_+ \cdot Z_+ \cdot \mu_+ \cdot F + C_- \cdot Z_- \cdot \mu_- \cdot F = C_+ \cdot \lambda_+ + C_- \cdot \lambda_- = \sum_i C_i \cdot \lambda_i$$

mit

Ionenkonzentrationen C+ Beweglichkeit der Ionen

Ladungszahl Faradaykonstante

Um die eine Größe einzuführen, die von der Menge der gelösten Substanz unabhängig ist, werden eingeführt:

- die molare elektrische Leitfähigkeit Λ

 $\Lambda = \kappa/c$ mit c: Salzkonzentration der Lösung

und die Äquivalentleitfähigkeit Λ^{*}

 $\Lambda^* = \kappa/N$ mit N: Normalität der Lösung.

Als Starke Elektrolyte bezeichnet man solche Salzlösungen, in denen die Salze vollständig in lonen dissoziieren:

$$A_{v+} B_{v-} \rightarrow v_+ A^+ + v_- B^-$$

Wenn c₀ die Salzkonzentration ist, gilt für die Konzentrationen der Kationen und Anionen:

$$c_{+} = v_{+} c_{0}$$
 und $c_{-} = v_{-} c_{0}$

 $\kappa = c_0 \cdot (v_+ \cdot z_+ \cdot \mu_+ \cdot F + v_- \cdot z_- \cdot \mu_- \cdot F)$ Damit wird

$$\frac{\kappa}{c_0} = \Lambda_0 = \nu_+ \cdot z_+ \cdot \mu_+ \cdot F + \nu_- \cdot z_- \cdot \mu_- \cdot F = \nu_+ \cdot \lambda_+ + \nu_- \cdot \lambda_-$$
 und:

$$\frac{K}{N} = \frac{K}{C_+ \cdot Z_+} = \frac{K}{C_- \cdot Z_-} = \Lambda^* = \mu_+ \cdot F + \mu_- \cdot F = \Lambda^*_+ + \Lambda^*_-$$

mit

$$\Lambda_{+-}^* = \mu_{+-} \cdot F = \frac{\lambda_{+-}}{z_{+-}}$$

- Λ_0 kann berechnet werden, wenn die Ionenbeweglichkeiten bei der Konz. c_0 bekannt sind
 - kann bei starken Elektrolyten experimentell bestimmt werden, wenn bei bekannter Salzkonzentration **c**₀, κ gemessen wird.
- Λ_0 ist konzentrationsabhängig, mit c \rightarrow 0, $\Lambda_0 \rightarrow \Lambda_\infty$

Bei <u>Schwachen Elektrolyten</u> sind nicht alle Moleküle einer gelösten Substanz in lonen dissoziiert.

$$A_{v+} B_{v-} \leftrightarrow v_+ A^+ + v_- B^-$$

In diesem Fall benötigt man den sogen. Dissoziationsgrad α . Er ist definiert als Bruchteil der dissoziierten Teilchen von den ursprünglich in das Lösungsmittel eingebrachten Teilchen:

 α = c_{\pm}/c_0 c_{\pm} Konz. der dissoziierten Teilchen c_0 Anfangskonz. der Teilchen

 α = 1 für vollständige Dissoziation

 α < 1 für unvollständändige Dissoziation

$$\rightarrow$$
 $c_{\pm} = \alpha c_0$

Unter Berücksichtigung der stöchiometrischen Koeffizienten v_± folgt:

$$c_+ = v_+ \alpha c_0$$
 und $c_- = v_- \alpha c_0$

Damit wird

$$\kappa = \alpha \cdot c_0 \cdot (v_+ \cdot z_+ \cdot \mu_+ \cdot F + v_- \cdot z_- \cdot \mu_- \cdot F) = \alpha \cdot c_0 \cdot \Lambda_0$$

Experimentell wird bei gegebener Salzkonzentration c_0 , κ bestimmt und es ergibt sich eine gemessene molare spezifische Leitfähigkeit $\Lambda = \kappa/c_0$

Damit wird

$$\frac{\kappa}{c_0} = \alpha \cdot \Lambda_0 = \Lambda \longrightarrow \alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0}$$

Aus bekannten Λ_0 -Werten und gemessenen Λ -Werten kann man α bestimmen. Bei vollständiger Dissoziation ist $\Lambda = \Lambda_0$.

Die Dissoziation eines binären Salzes A B (v = 1):

$$A B \longleftrightarrow A^{+} + B^{-}$$

lässt sich mit dem Massenwirkungsgesetz beschreiben:

$$K_D = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]}$$

Mit $c_{\pm} = \alpha c_0$ und $\alpha = \Lambda/\Lambda_0$ wird daraus:

$$K_D = \frac{\alpha^2 \cdot c_0^2}{(1 - \alpha)c_0} = \frac{\alpha^2 \cdot c_0}{1 - \alpha} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda_0}\right)^2 \cdot c_0}{1 - \left(\frac{\Lambda}{\Lambda_0}\right)} \tag{1}$$

bzw.

$$c_0 = K_D \cdot \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha^2}\right) \tag{2}$$

Aufgabenstellung

- a) Bestimmen Sie experimentell (bei konstanter Temperatur)
- die Leitfähigkeit des verwendeten Wassers
- die Leitfähigkeit von wässrigen Lösungen von Essigsäure in Abhängigkeit vom Grad der Verdünnung.

Ermitteln Sie daraus

- die spezifische Leitfähigkeit κ und die molare Leitfähigkeit Λ
- den Dissoziationsgrad α
- die Dissoziationskonstante K_D graphisch als Steigung aus (2)
- b) Bestimmen Sie die Leitfähigkeiten von wässrigen Lösungen von Natriumchlorid in Abhängigkeit vom Grad der Verdünnung und berechnen daraus Λ_{∞} .

Versuchsdurchführung

Die Leitfähigkeit eines Elektrolyten ist stark temperaturabhängig, um Messwerte zu vergleichen, werden sie auf eine festgelegte Temperatur umgerechnet und auf dem Display angezeigt (FUNKTION: AUTO). Die Referenztemperatur beträgt heute üblicherweise 25 °C.

1. Kalibrierung des Konduktometers mit 0,001 m KCl

Der Messgefäß und Messelektrode werden mit 0,001 mol/l KCl gespült und anschl. gefüllt. Die Elektrode wird in die Lösung eingetaucht.

$$\kappa_{\text{KCI}} (\Omega^{-1} \text{ cm}^{-1})$$
 25 °C : 0,147*10⁻³ $\Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$

2. Messung von κ des destillierten Wassers

Analog zur Kalibrierung.

3. Spez. Leitfähigkeit der Essigsäure

Es werden 100 ml Lösung folgender Konzentration hergestellt und κ gemessen (Die Temperatur ist konstant zu halten):

| 0,1 | mol/l | 0,05 | mol/l |
|-------|-------|-------|-------|
| 0,025 | mol/l | 0,02 | mol/l |
| 0,01 | mol/l | 0,005 | mol/l |

4. Spez. Leitfähigkeit der NaCl-Lösung

Es werden 100 ml Lösung folgender Konzentration hergestellt und κ gemessen (Die Temperatur ist konstant zu halten):

| 0,1 mol/l | 0,04 mol/l | 0,005 mol/l |
|------------|------------|-------------|
| 0,08 mol/l | 0,02 mol/l | 0,004 mol/l |
| 0,06 mol/l | 0.01 mol/l | 0,002 mol/l |

5. Genaue Konzentration von Essigsäure und NaCl-Lösung

Die verwendeten Lösungen von Essigsäure und NaCl sind jeweils nur ungefähr 0.1 mol/l. Die genaue Konzentration der Essigsäure wird nach den Leitfähigkeitsmessungen per Titration bestimmt. Die genaue Konzentration der NaCl für die Auswertung wird aus der auf der Flasche angegebenen Einwaage errechnet.

Versuchsauswertung

a) für die Essigsäurelösung:

Der Dissoziationsgrad ist zu bestimmen.

Die Ionenleitfähigkeiten λ_{∞} des Hydroniumions und des Acetations betragen bei 25 °C:

$$\lambda (\text{CH}_3\text{COO}^-)$$
: 40,9 Ω^{-1} cm² mol⁻¹ $\lambda (\text{H}^+)$: 349,8 Ω^{-1} cm² mol⁻¹

- Die molare Leitfähigkeit und der Dissoziationsgrad sind als Funktion der Konzentration graphisch dazustellen.
- Die Konzentration ist als Funktion von $\left(\frac{1-\alpha}{\alpha^2}\right)$ graphisch dazustellen.
- Die Dissoziationskonstante K_D ist *graphisch* als Steigung aus (2) zu bestimmen.
- b) für die NaCl-Lösung:

Die molare Leitfähigkeit ist als Funktion der Konzentration \mathbf{c} und $\sqrt{\mathbf{c}}$ graphisch dazustellen.

 $\Lambda_{\infty} \ \ (c \rightarrow 0)$ ist im Gültigkeitsbereich (c < 0,02 mol/l) des

KOHLRAUSCHschen Quadratwurzelgesetzes graphisch zu ermitteln:

$$\Lambda = \Lambda_{\infty} - k \sqrt{c}$$

k ist eine stoffabhängige Konstante.

Die Ergebnisse von a) und b) sind zu diskutieren, vergleichen Sie K_D von Essigsäure und Λ_∞ von NaCl mit den Literaturwerten.

Zubehör

1

1

10 Messkolben (100 ml) 1 Becherglas (50 ml)

Magnetrührer+Fisch

Messgefäß (ca. 50 ml)

KCI 0,001 mol/l CH₃COOH ca. 0,1 mol/l NaCl ca. 0,1 mol/l

1 Konduktometer mit Messelektrode